

Информационное письмо №4 от 28.03.2011

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о том, что с **01.07.2011** планируется снять с производства наборы реагентов

«АмплиСенс® HBV-FEP» кат. №№ TV5-R0,5-FEP; TV5-R0,2-FEP; V5-R0,5-FEP; V5-R0,2-FEP;

«АмплиСенс® HBV-FRT» кат. №№ TR-V5(RG,iQ); R-V5(RG,iQ);

«АмплиСенс® HCV-FEP» кат. №№ TV1-R0,5-FEP; TV1-R0,2-FEP; V1-R0,5-FEP; V1-R0,2-FEP;

«АмплиСенс® HCV-FRT» кат. №№ TR-V1(RG,iQ); R-V1(RG,iQ).

Вирусные гепатиты	Кат. №	Наименование	Действие, обоснование	Существующий аналог в прайс-листе
Гепатит В	V5-R0,5-FEP	«АмплиСенс HBV-FEP»	Сняты с производства как наборы старого формата, получено регистрационное удостоверение на наборы нового формата «АмплиСенс® HBV-FL»	«АмплиСенс® HBV-FL» кат. № V5-FEP
Гепатит В	V5-R0,2-FEP	«АмплиСенс HBV-FEP»		«АмплиСенс® HBV-FL» кат. № V5-FEP
Гепатит В	TV5-R0,5-FEP	«АмплиСенс HBV-FEP»		-
Гепатит В	TV5-R0,2-FEP	«АмплиСенс HBV-FEP»		-
Гепатит В	R-V5(RG,iQ)	«АмплиСенс HBV-FRT»		«АмплиСенс® HBV-FL» кат. № R-V5-Mod(RG,iQ,Mx,Dt)
Гепатит В	TR-V5(RG,iQ)	«АмплиСенс HBV-FRT»		-
Гепатит С	V1-R0,5-FEP	«АмплиСенс HCV-FEP»		«АмплиСенс® HCV-FL» кат. № V1-FEP
Гепатит С	V1-R0,2-FEP	«АмплиСенс HCV-FEP»		«АмплиСенс® HCV-FL» кат. № V1-FEP
Гепатит С	TV1-R0,5-FEP	«АмплиСенс HCV-FEP»		-
Гепатит С	TV1-R0,2-FEP	«АмплиСенс HCV-FEP»		-
Гепатит С	R-V1(RG,iQ)	«АмплиСенс HCV-FRT»		«АмплиСенс® HCV-FL» кат. № R-V1-Mod(RG,iQ,Mx,Dt)
Гепатит С	TR-V1(RG,iQ)	«АмплиСенс HCV-FRT»		-

В качестве замены пользователям рекомендуется приобретать наборы нового формата, на которые в настоящее время уже получены регистрационные удостоверения (см. таблицу).

Данные наборы не содержат комплектов для выделения. Для проведения полного ПЦР-исследования необходимо использовать комплекты реагентов для экстракции (выделения) РНК/ДНК, рекомендованные ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора): «РИБО-преп», «РИБО-сорб», «МАГНО-сорб».