

Счетчики клеток Countess II со склада в Москве со скидкой 75 %.

Спешите, осталось всего 2 прибора!

Автоматический счетчик клеток Countess II с бесплатным стартовым набором слайдов от Thermo Fisher Scientific быстро подсчитает ваши клетки и определит их жизнеспособность.

- Большая точность подсчёта клеток
- Автофокусирование
- Удобное программное обеспечение
- Сенсорный экран
- Использование одноразовых слайдов
- Встроенный калькулятор разведения

Основные характеристики Countess II	
Диапазон размеров частиц/клеток	Частицы: 4 – 60 мкм Клетки: 7 – 60 мкм
Объектив	2,5x
Оптическое увеличение	~ 55x
Диапазон концентрации образца	1×10^4 – 1×10^7 клеток/мл
Минимальный объем суспензии клеток	10 мкл
Время подсчета	10 с
Камера	5 МП
Дисплей	7-дюймовый сенсорный экран
Фокусирование	Автоматическое и ручное
Метод подсчёта	Трипановым синим в светлом поле
Слайды	Countess Cell Counting Chamber Slides (одноразовый)
Габариты ВхШхГ	23x14x23 см
Вес	3,63 кг

Комплект поставки: счетчик клеток, ПО, одноразовые слайды 50 шт/уп., USB кабель